



Amoul®

E6

COMPRESSOR



*Fotos meramente ilustrativas.

O Compressor Torácico Portátil E6 Amoul é um aparelho para compressões pulmonares de controle eletrônico, com precisão e consistência, que oferece segurança e agilidade nas suas

operações. O aparelho garante praticidade, e aproveita recursos tecnológicos para evitar problemas que ocorrem em compressões torácicas manuais. O RCP E6 ainda permite efetuar outras tarefas essenciais na ressuscitação, como monitorar o nível de EtCO₂ e comunicação com ventilador de transporte tornando a ventilação automática.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

- Tela colorida touch screen de 3,5" com interface intuitiva;
- Início das compressões com apenas um clique;
- Identificação automática da posição inicial de compressão;
- Possui 3 modos de compressão: 15:2, 30:2 e compressão contínua;
- Profundidade de compressão ajustável de 30mm a 53mm;
- Comandos de voz claros e intuitivos durante toda a operação;
- Interface de operação em Português;
- Interação no modo RCP com ventiladores de transporte Amoul T5 e T7 via Bluetooth.
- Módulo integrado de capnografia EtCO₂ (opcional)

Fonte de Energia

Fonte de Alimentação CA/CC	110/220V 12V
----------------------------	-----------------

Carregamento da bateria durante a operação para garantir o uso ininterrupto do equipamento

Opera sem as baterias ligado na corrente elétrica

Alimentado por duas baterias de 45 min. garantindo 1h e 30 min de operação

(48) 98422-9955

vendas1@sermedicall.com.br

@Sermedicall

www.sermedicall.com.br